

como usar

Infusor SCIg60™

Reúna e organize o Sistema:

Antes de começar, certifique-se de ter todos os suprimentos necessários, tais como:

- Infusor SCIg60;
- Medicação: Imunoglobulina prescrita;
- Agulha para aspiração da medicação;
- Swab de álcool;
- Seringa BD de 50 / 60 ml de Rosca;
- Sistema agulhado Soft Glide;
- Curativo para os locais de punção;
- Controlador de fluxo fixo ou ajustável;
- Infuset , VersaRate ou VersaRate Plus);
- Recipiente de materiais perfuro cortantes para descarte adequado.